

B5

Solution d'entretien
multifonctions pour LRPG

À base de **Provitamine B5** :

- Agent cicatrisant
 - Régénère les cellules épithéliales, protège la cornée et garantit une mouillabilité constante

Confort de port incomparable

Composition		Fonctions
Principe actif	Polyhexanide (0,0001%)	Décontamine
Surfactant	Poloxamine (0,5%)	Nettoie
Pro vitamine B5	Dexpanthenol (1,0%)	Régénère les cellules épithéliales
Agent lubrifiant	HydraFlex-RGP™ (0,5%)	Lubrifie
Solution isotonique de Chlorure de Sodium (Na Cl) Sans ajout de conservateur		

Disponible en flacons 200 ml, 40 ml et pack 3 x 200 ml.
Étui «pincés» joint à chaque flacon.

ProCare

Comprimés de déprotéinisation
pour toutes lentilles LSH et LRPG

À base de **Subtilisine A** :

- Déprotéinisation enzymatique
 - Elimine les dépôts de protéines, lipides, mucines et calcium accumulés à la surface des lentilles

Efficacité et parfaite tolérance

Composition	Fonctions
Subtilisine A (enzyme)	Elimine les protéines, lipides et mucines
Edétate disodique	Elimine le calcium par chélation

Disponible en boîte de 12 comprimés.
Compatibles avec toutes solutions multifonctions pour LSH ou LRPG, solutions de rinçage ou solutions à base de Peroxyde.

Recommandation d'utilisation :

Traitement hebdomadaire à dissoudre directement dans la solution :
Ajout d'1 comprimé dans chaque côté de l'étui rempli de solution.



Service aux professionnels

2, rue Soddy - 94000 Créteil
Tél. : 01 45 13 18 45 - Fax vert : 0 800 086 417
commande@precilens.com - technique@precilens.com